

IRGApro ren

Indhold:
Natrium
Sulfatforbindelser
Alkoholer
Citronsyre
Irgasan® DP300
Plejende
ingredienser

25 kg

Specieludviklet langtidsvirkende yverhygiejneprodukt med både rengørende, desinficerende, plejende og helende effekt til aftørring og vask af yveret før malkning.

Irgapro-ren er et nyudviklet produkt, der rengør, plejer og heler revner og sprækker i huden.

Brugsanvisning og dosering:

Irgapro-ren anvendes i en 0,75 %'s opløsning i rent vand. Svarende til 0,75 dl. Irgapro-ren i 10 l vand.

Irgapro-ren

kan anvendes i forbindelse med selve yveraftørringen.

Irgapro-ren kan anvendes til rengøring og opbevaring af malkeklude mellem malkningerne.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer.

Må kun opbevares i originalemballage.

Irgapro-ren er mere end 90% biologisk nedbrydelig, ifølge normer og regler fra EU og OECD.

Test:

Irgapro-ren har passeret såvel DS/EN 1276 som DS/EN 1650.

Godkendelse:

Irgapro-ren er godkendt af fødevedirektoratet under journalnummer 4840-12/00 til yverhygiejne før malkning.

HEGRO  **AS**